

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	<i>Voir ci-dessous</i>
<b>Désignation</b>	Microtubes PCR ABgene



### Description :

- ✓ Microtubes PCR individuels à capuchon plat
- ✓ En polypropylène vierge, différents coloris disponibles (voir ci-dessous)
- ✓ Volume total : 0,6 ml
- ✓ Volume de travail : 0,5 ml
- ✓ Certifiés RNase, DNase-free et exempts d'ADN humain
- ✓ Référence ABgene : AB-0350
- ✓ Paroi fine

### Applications :

- ✓ PCR
- ✓ Stockage d'échantillons
- ✓ Compatibles avec les blocks pour tubes 0,5ml de thermocycleurs

### Couleurs disponibles :

Naturel	<b>Bleu</b>	<b>Jaune</b>	<b>Rouge</b>	<b>Vert</b>	<b>Violet</b>
016155	016160	016156	016157	016159	016158

### Unité de vente :

1000 microtubes