

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Référence | 016162 |
| Désignation | Microtube pcr 0,5ml capuchon plat |



Description :

- ✓ Volume : 0.5 mL
- ✓ Convient aux blocs de thermocycleurs de 0,5 ml
- ✓ Capacité maximale des tubes de 0,6 ml, après leur fermeture
- ✓ Bouchon "à clipser" intégré
- ✓ Matériau : Polypropylène
- ✓ Certifié DNA/RNase Free

Unité de vente :

1000 Microtubes
