

FICHE TECHNIQUE

Référence	<i>Voir tableau ci-dessous</i>
Désignation	Barrette PCR Abgene®



Description :

Barrette de 8 microtubes 0,2 ml Thermo-strip sans capuchon ABgene®

Spécifications :

- ✓ Volume : 0,2 ml
- ✓ Sécable en tube individuel
- ✓ Parois fines
- ✓ Polypropylène vierge
- ✓ Exempts de DNase et RNase, ADN humain et endotoxines

Couleurs disponibles :

Couleur	Naturel	Bleu	Vert	Violet	Rouge	Jaune
Référence	016164	016164B	016164G	016164P	016164R	016164Y

Unité de Vente :

120 barrettes