

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016167
<b>Désignation</b>	Barrette 8 microtubes PCR 0,2 ml



---

### Description :

- ✓ Barrette de 8 microtubes à paroi fine Abgene en polypropylène vierge
- ✓ Destinée aux applications PCR
- ✓ Low profile : la réduction du volume mort élimine la condensation sur les parois du tube et limite l'évaporation
- ✓ Sécable en tubes individuels
- ✓ Livré sans capuchon
- ✓ Coloris : naturel

### Certificats :

- ✓ Non stérile, exempt de DNases, RNases, ADN humain et endotoxines

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 0,2 ml
- ✓ Capacité max du tube une fois bouché : 150 µl

### Unité de vente :

120 Barrettes de 8 microtubes

---