

FICHE TECHNIQUE

Référence	016169
Désignation	Barrette de 8 Capuchons



Description :

- ✓ Barrette 8 capuchons plats pour microtubes PCR
- ✓ En PP vierge
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Capuchons plats : surface dépolie sur le haut du tube pour faciliter le marquage
- ✓ Autoclavables
- ✓ DNase/RNase free
- ✓ Longueur de la barrette : 83 mm
- ✓ Dimensions du capuchon (Ø x h) : 5,60 x 3,40 mm

Unité de vente :

250 Barrettes