


FICHE TECHNIQUE

Référence	016185
Désignation	Plaque PCR



Description :

- ✓ Plaque PCR Thermo
- ✓ 96 puits
- ✓ Format SBS
- ✓ Parois ultra fines favorisant un transfert thermique rapide, optimal et homogène
- ✓ En polypropylène vierge de qualité médicale
- ✓ Pas de risque d'absorption d'Adn sur les parois
- ✓ Collerette autours de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage
- ✓ Coloris bleu

Unité de vente :

1 Plaque
