


FICHE TECHNIQUE

Référence	016187
Désignation	Plaques PCR Thermo



Description :

- ✓ Polypropylène vierge de qualité médicale extrêmement lisse ne présentant pas de risque d'adsorption d'ADN sur les parois
- ✓ Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)
- ✓ Colerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage

Certificats :

- ✓ Chaque lot certifié est exempt de DNase, RNase et ADN humain (certificat inclu dans chaque boîte)
- ✓ Certificat de contrôle qualité fourni
- ✓ Test optique et électrique pour garantir l'absence de micropores

Caractéristiques techniques :

- ✓ Format SBS
- ✓ Nombre de puits : 48
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Pour MJ Research PTC100

Unité de vente :

50 Plaques