

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016214
<b>Désignation</b>	Plaques PCR Thermo



---

### Description :

- ✓ Polypropylène vierge de qualité médicale extrêmement lisse ne présentant pas de risque d'adsorption d'ADN sur les parois
- ✓ Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)
- ✓ Colerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage

### Certificats :

- ✓ Chaque lot certifié est exempt de DNase, RNase et ADN humain (certificat inclu dans chaque boîte)
- ✓ Certificat de contrôle qualité fourni
- ✓ Test optique et électrique pour garantir l'absence de micropores

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Format SBS
- ✓ Nombre de puits : 96
- ✓ Plaque à jupe Low Profile (volume 0,2 ml)
- ✓ Coloris : naturel

### Unité de vente :

25 Plaques

---