

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016232
<b>Désignation</b>	Plaque PCR 96 puits



---

### Description :

- ✓ Plaque à demi-jupe rigide 96 puits
- ✓ En polypropylène vierge de qualité médicale extrêmement lisse, ne présentant pas de risque d'absorption d'ADN sur les parois
- ✓ Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)
- ✓ Format SBS
- ✓ Collerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage
- ✓ Exempt d'ADN humain, de DNase, RNase et d'endotoxines
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume 0,3 ml

### Unité de vente :

25 Plaques PCR 96 puits

---