

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016277F
<b>Désignation</b>	Film scellable



### Description :

- ✓ Film scellable Thermal Bond 4titude
- ✓ Pelable, très forte efficacité de scellage
- ✓ Haut degré de protection des échantillons -200 °C à 110 °C
- ✓ PCR et stockage long terme
- ✓ Pour ALPS 50V ou Sealer 4S3
- ✓ Pelable, très forte efficacité de scellage
- ✓ Stockage long terme
- ✓ 100 feuilles

### Unité de vente :

100 Films

---