

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	016303
<b>Désignation</b>	Barrette PCR 8 microtubes 0,2 ml avec capuchon dôme



### Description :

- ✓ Barrette 8 microtubes avec capuchon dôme
- ✓ Pour toutes marques de thermocycleurs
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Exempt de DNase, RNase, ADN humain et endotoxines
- ✓ Sécable en tube individuel
- ✓ Parois fines
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Volume : 0,2 ml

### Unité de vente :

120 Barrettes PCR 8 microtubes 0,2 ml avec capuchon dôme