

FICHE TECHNIQUE

Référence	016313
Désignation	Plaque de stockage 96 puits



Description :

- ✓ Plaque Abgene destinée au stockage d'échantillons (aucun relargage)
- ✓ Matériau : polypropylène vierge
- ✓ Jupe : oui, jupe renforcée pour la manipulation à l'aide de robots
- ✓ Avec marquage alpha-numérique et coin coupé
- ✓ Puits à fond conique (V)
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fermeture : sans couvercle, se ferme avec film thermosoudable, adhésif ou barrettes de capuchons

Certificats :

- ✓ Stérile : non, exempt de DNases, RNases, ADN humain et endotoxines
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ Egalement disponible avec code-barres à façon
- ✓ Aux normes SBS

Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 96 puits (8 x 12)
- ✓ Volume : 200 µl par puits
- ✓ Dimensions : (L x l) 128 x 85,5 mm

Unité de vente : 100 Plaques de stockage