

FICHE TECHNIQUE

Référence	016314
Désignation	Plaques PCR 96 puits



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ S'utilisent directement dans les séquenceurs ABI à 96 puits sans adaptateur et dans tous les appareils PCR et qPCR ABI
- ✓ Paroi fine
- ✓ Demi-jupe renforcée pour une meilleure préhension par les robots
- ✓ Coin coupé d'identification
- ✓ Marquage alphanumérique
- ✓ La plaque blanche est adaptée à la PCR quantitative
- ✓ Certifiées exemptes de DNase, RNase, ADN humain et endotoxines
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

25 Plaques