


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016389
<b>Désignation</b>	Barrette PCR 8 microtubes 0,2 ml avec capuchon plat



---

### Description :

- ✓ Barrette 8 microtubes avec capuchon plat
- ✓ Pour toutes marques de thermocycleurs
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Low profile : la réduction du volume mort élimine la condensation sur les parois du tube et limite ainsi l'évaporation
- ✓ Exempt de DNase, RNase, ADN humain et endotoxines
- ✓ Sécable en tube individuel
- ✓ Parois fines
- ✓ Capuchon plat haute transparence ultra-clear pour QPCR
- ✓ Surface dépolie sur le haut du tube pour faciliter le marquage
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Volume : 0,2 ml

### Unité de vente :

120 Barrettes PCR 8 microtubes 0,2 ml avec capuchon plat

---