

FICHE TECHNIQUE

Référence	016513
Désignation	Barrettes de microtubes



Description :

- ✓ Microtubes Abgene
- ✓ En barrette de 12
- ✓ Pour toutes marques de thermocycleurs
- ✓ Sécables en tubes individuels
- ✓ Parois fines
- ✓ Polypropylène vierge
- ✓ Capuchon plat : surface dépolie sur le haut du tube pour faciliter le marquage
- ✓ Volume : 0.2 ml

Unité de vente :

80 Barrettes
