

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016517
<b>Désignation</b>	Microtubes PCR Barrettes



### Description :

- ✓ Volume : 0,2 ml
- ✓ Barrettes de 8 microtubes Low Profile : réduction du volume mort élimine la condensation sur les parois du tube et limite ainsi l'évaporation
- ✓ Capuchon plat, coloris assortis
- ✓ Sécable en tube individuel
- ✓ Parois fines
- ✓ Polypropylène vierge
- ✓ Exempts de DNase et RNase, ADN humain et endotoxines

### Unité de vente :

250 barrettes

---