

FICHE TECHNIQUE

Référence	016532
Désignation	Plaque deep-well 96 puits



Description :

- ✓ Plaque de stockage deep-well Abgene
- ✓ Matériau : polypropylène vierge
- ✓ Bonne transparence pour la visibilité des échantillons
- ✓ Très bonne planéité
- ✓ Robotisable et centrifugeable
- ✓ 96 Puits carrés à fond rond
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fermeture : sans couvercle
- ✓ Pour les applications en chimie combinatoire, HTS, chimiothèque, etc

Certificats :

- ✓ Stérile : non, exempt de DNases, RNases, ADN humain et endotoxines

Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 96 puits
- ✓ Volume : 1,2 ml/puits
- ✓ Dimensions : 127,76 x 85,48 x 24,00 mm

Unité de vente : 50 Plaques deep-well