

Désignation

- Film adhésif qPCR Absolute pour PCR quantitative ABgene

Référence

- 016540

Unité de vente : 50



-
- Film ultra-transparent spécialement développé pour les applications en PCR quantitative.
 - Transparent pour les applications de qPCR ou de fluorescence
 - Gamme d'utilisation de -80 °C à + 110 °C
 - Fort adhésif pour éviter l'évaporation des échantillons pendant les cycles thermiques ou les phases de stockage
 - Film adhésif par pression, s'utilise avec un applicateur