

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	<i>Voir ci-dessous</i>
<b>Désignation</b>	Tubes de transfert ABgene®



### Description :

Tubes de transfert standard ABgene®

### Caractéristiques :

- ✓ En polypropylène vierge (aucun relargage)
- ✓ Volumes : 0,65 ml et 1,2 ml
- ✓ Adapté aux travaux en screening et aux applications robotisées
- ✓ Compatibles avec les pipettes multicanaux
- ✓ Résistants jusqu'à -180 °C
- ✓ Présentés chargés sur portoir de 96 puits avec index alphanumérique

### Tubes de transfert standard

Référence	Volume	Présentation	Bouchon	Unités/ carton
016892	0,65 ml	Rack	Non	10 x 96
016893	0,65 ml	Rack	Septum	10 x 96
016423	1,2 ml	Vrac	Non	1000
016414	1,2 ml	Rack	Non	10 x 96

### Bouchons

Référence	Désignation	Unités/ carton
016129	Barrette de 8 bouchons	120 x 8
016425	Bouchons septum individuels	1000
016560	Bouchons individuels	960
016544	Plateau 96 bouchons septum	10 x 96
016905	Bouchons Twist Lock	10 x 96
017225	Tapis de bouchons SmartCap	10 x 96