

FICHE TECHNIQUE

Référence	016561
Désignation	Microtubes en barette



Description :

Microtubes en barrette de 8 ou 12 pour toutes marques de thermocycleurs.

- ✓ Volume : 0,2 ml
- ✓ Séable en tube individuel
- ✓ Parois fines
- ✓ Polypropylène vierge
- ✓ Capuchon plat : surface dépolie sur le haut du tube pour faciliter le marquage
- ✓ Exempts de DNase et RNase, ADN humain et endotoxines

Unité de vente :

250 barettes
