

Désignation

- Barrette QPCR 8 microtubes 0,2ml naturel capuchon plat ab-1183 Abgene

Référence

- 016562



Unité de vente : 120

Description

- Tubes, 8 barrettes
- Convient pour les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
- Capacité maximale des tubes de 0,25 ml, après leur fermeture
- Idéal pour une utilisation dans des thermocycleurs à fond en V de 96 puits
- Certifié exempt d'ADN/RNase
- Couleur : Naturel
- Volume de travail : 0,2 ml
- Volume : 0,25 ml
- À utiliser avec : Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel
- Matériau : PP
- Vitesse de réaction : Standard
- Type de bouchon : Bouchons plats ultra transparents
- Nbre de puits : 96
- Format : 120 tubes à barrettes et bouchons
- Conditionnement : 10 packs de 12 barrettes

