

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	016626
<b>Désignation</b>	Barrette qpcr 8 microtubes 0,2ml blanc capuchon plat ab- 1191w abgene



### Description :

- ✓ Les tubes et bouchons blancs et ultra-transparents Thermo Scientific, en barrettes de 8, sont conçus pour les applications PCR et qPCR, et conviennent aux blocs de thermocycleurs de 0,2 ml et aux thermocycleurs à fond en V de 96 puits. Les barrettes de 8 tubes peuvent être divisées en tubes individuels
- ✓ Convient pour les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
- ✓ Idéal pour une utilisation dans les thermocycleurs à fond en V de 96 puit
- ✓ Certifié exempt d'ADN/RNase
- ✓ Couleur : Blanc, ultra transparent
- ✓ Volume de travail : 0,2 ml
- ✓ Volume : 0,25 ml
- ✓ À utiliser avec : Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel
- ✓ Matériau : PP
- ✓ Vitesse de réaction : Standard
- ✓ Type de bouchon : Bouchons plats ultra transparents
- ✓ Nbre de puits : 96
- ✓ Conditionnement : 10 packs de 12 barrettes

### Unité de vente :

120 Barrettes