

FICHE TECHNIQUE

Référence	016629
Désignation	Film adhésif QPCR Absolute avec applicateur



Description :

- ✓ Film ultra-transparent spécialement développé pour les applications en PCR quantitative
- ✓ Optiquement clair pour les applications de qPCR ou de fluorescence
- ✓ Températures d'utilisation : de -80°C à +120°C
- ✓ Parfaitement étanche pour éviter l'évaporation des échantillons pendant les cycles thermiques ou les phases de stockage
- ✓ Film adhésif par pression : s'utilise avec l'applicateur

Unité de vente :

50 Films adhésifs QPCR Absolute + 1 applicateur