


FICHE TECHNIQUE

Référence	016657
Désignation	Plaques



Description :

- ✓ Plaques PCR 96 ABgene
- ✓ Plaque Detection
- ✓ Format SBS
- ✓ Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)
- ✓ Polypropylène vierge de qualité médicale extrêmement lisse ne présentant pas de risque d'adsorption d'ADN sur les parois
- ✓ Chaque lot certifié est exempt de DNase, RNase et ADN humain (certificat inclus dans chaque boîte)
- ✓ Certificat de contrôle qualité fourni
- ✓ Test optique et électrique pour garantir l'absence de micropores
- ✓ Collerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage
- ✓ Couleur : naturel
- ✓ A demi-jupe rigide
- ✓ 96 puits Mark II
- ✓ Volume : 0.3 ml

Unité de vente :

25 Plaques
