


FICHE TECHNIQUE

Référence	016657B
Désignation	Plaque PCR 96 puits



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Spécialement conçue pour les thermocycleurs ABI
- ✓ Semi-jupées
- ✓ Fabrication en salle blanche
- ✓ Sans contaminants
- ✓ RNase et DNase free
- ✓ Exempt d'ADN humain
- ✓ Exempts de pyrogènes

Unité de vente :

50 Plaques
