


FICHE TECHNIQUE

Référence	016681
Désignation	Plaques



Description :

- ✓ Plaques PCR 96 ABgene
- ✓ A jupe Low Profile
- ✓ Format SBS
- ✓ Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)
- ✓ Polypropylène vierge de qualité médicale extrêmement lisse ne présentant pas de risque d'adsorption d'ADN sur les parois
- ✓ Disponibles en blanc pour la PCR quantitative
- ✓ Chaque lot certifié est exempt de DNase, RNase et ADN humain (certificat inclu dans chaque boîte)
- ✓ Certificat de contrôle qualité fourni
- ✓ Test optique et électrique pour garantir l'absence de micropores
- ✓ Collerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage
- ✓ Marquage alpha numérique noir
- ✓ Volume : 0.2 ml
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

25 Plaques
