


FICHE TECHNIQUE

Révision 09 – 17 octobre 2011

Numéro de référence : 227290

Désignation du produit : Tube Leucosep™ avec barrière poreuse
Photo :



COMPOSITION :

Matière du tube : Polypropylène, absence de métaux lourds
Matière du bouchon : Polyéthylène Haute Densité, absence de métaux lourds

CARACTERISTIQUES:

Ø [mm] x hauteur [mm] : 29.5 x 114.5
Volume [ml] : 50
Volume de travail [ml] : 15 – 30 ml de sang
Stérile : + (SAL 10⁻³)
Couleur : Transparent
Bouchon vissant : bleu (34.9x115.5mm)
Graduation : + (bleu)
Milieu de séparation : -
A usage unique
Température (résistance) : Tube +50°C à +100°C
Autoclavable Non
Autres informations : Exemptes de pyrogens - Matières non cytotoxique

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 25/300