

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	016765
<b>Désignation</b>	Blood Sep Filter



### Description :

- ✓ Se distingue du Leucosep par un filtre maintenu par deux anneaux moulés dans le tube
- ✓ Permettent de garantir une excellente tenue du filtre durant la centrifugation
- ✓ Volume : 12 ml
- ✓ Sans MSL
- ✓ Volume de sang : 3 – 6 ml

### Unité de vente :

1 Portoir de 50 tubes

---