

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	017030
<b>Désignation</b>	Microtube



---

### Description :

- ✓ En polypropylène caractérisés par une faible adsorption des protéines
- ✓ Garantis RNase / DNase free
- ✓ Graduation et surface d'inscription
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 26 000 g
- ✓ Congelables et Autoclavables : - 80 ° C à + 121 ° C
- ✓ Volume : 0.65 ml
- ✓ Coloris : Naturel

### Unité de vente :

20000 Microtubes, unités par sachet : 1000

---