

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	017030A
<b>Désignation</b>	Microtubes Mµlti



### Description :

- ✓ Microtubes Safeseal Mµlti
- ✓ Graduation
- ✓ Surface d'inscription
- ✓ Garantis RNase et DNase free
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 26 000 g
- ✓ Congelables et autocla-vables : -80 °C à +121 °C
- ✓ Conditionnés en sachet et sur-emballés en boîte carton
- ✓ Volume : 0.65 ml
- ✓ Coloris : naturel

### Unité de vente :

1000 Microtubes

---