

FICHE TECHNIQUE

Référence	017040
Désignation	Microtubes Safeseal Multi



Description :

- ✓ Graduation et surface d'inscription
- ✓ Garantis RNase et DNase free
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 26 000 g
- ✓ Congelables et autoclavables : -80 °C à +121 °C
- ✓ Les microtubes AvantGuard sont conditionnés en sachet et sur-emballés en boîte carton
- ✓ Volume : 1,7 ml
- ✓ Coloris naturel

Unité de vente :

10000 Microtubes
