

FICHE TECHNIQUE

Référence	017218
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ Barrettes 8 microtubes
- ✓ En polypropylène
- ✓ Compatibles avec tous les appareils de PCR quantitative utilisant des barrettes 0,2 ml (ABI PRISM, Bio-Rad i-cycler, Stratagene, etc.)
- ✓ Offrent une meilleure réflexion du signal pour une reproductibilité et une sensibilité accrue
- ✓ Reproductibilité puits à puits supérieure
- ✓ Exempts de DNase et RNase, ADN humain et endotoxines
- ✓ Sans capuchon
- ✓ Couleur : blanc opaque

Unité de vente :

120 Barrettes
