


FICHE TECHNIQUE

Référence	017239
Désignation	Barrette PCR Abgene®



Description :

Barrette de 8 microtubes PCR 0,2 ml Low Profile avec capuchons plats ABgene®

Spécifications :

- ✓ Volume : 0,2 ml , volume utile : 0,15 ml
- ✓ Sécable en tube individuel
- ✓ Parois fines
- ✓ Polypropylène vierge
- ✓ Exempts de DNase et RNase, ADN humain et endotoxines
- ✓ Avec capuchons plats

Unité de Vente :

250 barrettes
