

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Référence | 017370 |
| Désignation | Pointe à filtre 1 – 200 µl |



Description :

- ✓ Pointe à filtre MultiGuard3
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Pointe longue unique adaptable sur pipette 20 – 100 et 200 µl
- ✓ Compatibilité : Gilson P20 – P100 – P2000, Sartorius Biohitfamily 50 – 100 µl, Eppendorf 20 – 100 - 200 µl, Finnpipette 10 – 20 – 50 – 100 – 200 µl
- ✓ Sur portoir à couvercle coiffant
- ✓ Stérile
- ✓ Volume 1 – 200 µl
- ✓ Conditionnement 10 x 96

Unité de vente :

960 Pointes à filtre 1 – 200 µl
