

## Désignation


- Plaque Fast Pcr Et Qpcr 96 Puits Demi-Jupe

## Référence

- 017985

## Unité de vente

- 10 Plaques



---

## Description

Polypropylène vierge

Spécialement conçue pour les thermocycleurs Fast System et Genetic/DNA Analyzer

Paroi ultra-fine : favorise un transfert thermique rapide, optimal et homogène (reproductibilité accrue)

Épaisseur constante des puits : réduit les artefacts expérimentaux

DNase-RNase-ADN humain free

## Caractéristiques techniques

- Format : 96 puits
- Volume du puits : 0,1 ml
- Marque ABI Applied Biosystems

