

FICHE TECHNIQUE

Référence	019665
Désignation	Emballage transparent



Description :

- ✓ Gaine plate en DuPont Tyvek de qualité médicale optimale, type 1073B de 75 g/m² et film plastique
- ✓ Idéal pour les instruments thermo-sensibles
- ✓ Ouverture pelable sans fibres
- ✓ Excellente barrière contre les germes et l'humidité
- ✓ Excellente résistance à la déchirure
- ✓ Spécialement recommandés pour la stérilisation au VH₂O₂ (PLASMA), OE, FORM, aux rayons et au gaz
- ✓ Thermosoudable entre 115°C et 135°C



Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Norme DIN EN ISO 11607 et DIN EN 868-9

Caractéristiques techniques :

- ✓ Conditionnement : en rouleau
- ✓ Dimensions (largeur x longueur) : 30 cm x 100 m

Unité de vente :

1 Rouleau d'emballage transparent