


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	020018
<b>Désignation</b>	Boîte de Pétri végétaux Ø 100 mm



### Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Hauteur augmentée (25 mm) pour une période de germination étendue
- ✓ Compatible avec les automates
- ✓ Stérile (SAL  $10^{-3}$ )
- ✓ Dimensions (Ø x h) 100 x 25 mm

### Unité de vente :

500 Boîtes de Pétri végétaux Ø 100 mm