

FICHE TECHNIQUE

Référence	020327
Désignation	Bouchons Steristopper



Description :

Bouchons en cellulose légèrement ductile, transpirables, perméables à l'air à usage unique, non stériles. Conçus pour des travaux en microbiologie et culture de tissus. Adaptable hermétiquement par une simple pression dans le col du récipient, selon dimensions à des tubes à essais, tubes en bactériologie, Erlenmeyers, matrass et flacons.

Spécifications :

- ✓ Stérilisables par autoclavage jusqu'à 200 °C
- ✓ Bouchon de type 9P
- ✓ Diamètre haut : 13 mm
- ✓ Diamètre bas : 9 mm
- ✓ Hauteur : 29 mm
- ✓ Pour flacon à col de diamètre : 9,0 - 10,5 mm

Unité de vente :

2000 Bouchons
