

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	020332
<b>Désignation</b>	Bouchons pour stérilisation Steristopper



### Description :

- ✓ En cellulose légèrement ductile
- ✓ Transpirables, perméables à l'air
- ✓ A usage unique, non stériles
- ✓ Stérilisables par autoclavage jusqu'à 200 °C
- ✓ Conçus pour des travaux en microbiologie et culture de tissus
- ✓ Adaptable selon dimensions à des tubes à essais, tubes en bactériologie, Erlenmeyer, matras et flacons
- ✓ Adaptables hermétiquement par une simple pression dans le col du récipient
- ✓ Type 12
- ✓ Pour flacons de Ø interne 11,5 x 13,5 mm
- ✓ Diamètre haut : 15 mm
- ✓ Diamètre bas : 11 mm
- ✓ Hauteur : 30 mm

### Unité de vente :

1000 Bouchons