


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	020333
<b>Désignation</b>	Bouchon



### Description :

- ✓ En cellulose légèrement ductile
- ✓ Type 12 P
- ✓ Perméable à l'air
- ✓ A usage unique
- ✓ Non stérile
- ✓ Stérilisable par autoclavage jusqu'à 200°C
- ✓ Conçus pour des travaux en microbiologie et culture de tissus
- ✓ Adaptable selon dimensions à des tubes à essais, tubes en bactériologie, Erlenmeyers, matrass et flacons
- ✓ Adaptables hermétiquement par une simple pression dans le col du récipient
- ✓ Pour flacons de Ø interne 11,5-13 mm
- ✓ Dimensions (Ø haut x Ø bas x h) 15 x 11 x 30 mm

### Unité de vente :

1000 Bouchons