

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	020335
<b>Désignation</b>	Bouchon en cellulose type 13



### Description :

Bouchons en cellulose légèrement ductile transpirables, perméables à l'air  
- Conçus pour des travaux en microbiologie et culture de tissus

### Spécifications :

- ✓ Stérilisables par autoclavage jusqu'à 200 °C
- ✓ Adaptable selon dimensions à des tubes à essais, tubes en bactériologie, Erlenmeyers, matras et flacons
- ✓ Adaptables hermétiquement par une simple pression dans le col du récipient.
- ✓ Ø haut : 17 mm
- ✓ Ø bas : 13 mm
- ✓ Hauteur : 35 mm
- ✓ Pour flacon de ø : 12,5 - 14,5 mm

### Unité de vente :

1000 Bouchons

---