

FICHE TECHNIQUE

Référence	020338
Désignation	BOUCHON CELLULOSE 14 13,0-14,5mm



Description :

- ✓ Bouchons en cellulose légèrement ductile
- ✓ Perméables à l'air
- ✓ A usage unique, non stériles
- ✓ Stérilisables par autoclavage jusqu'à 200 °C
- ✓ Conçus pour des travaux en microbiologie et culture de tissus
- ✓ Adaptables selon dimensions à des tubes à essais, tubes en bactériologie, Erlenmeyer, matras et flacons
- ✓ Adaptables hermétiquement par une simple pression dans le col du récipient
- ✓ Matériau Cellulose
- ✓ Dimensions \varnothing haut : 16 mm
- ✓ Dimensions \varnothing bas : 12 mm
- ✓ Dimensions Hauteur : 40 mm
- ✓ Autoclavable
- ✓ Pour flacon de \varnothing int. : 13,0 - 14,5 mm

Unité de vente :

1000 Bouchons