

FICHE TECHNIQUE

Référence	020376
Désignation	Bouchons pou stérilisation



Description :

- ✓ Bouchons en cellulose légèrement ductile
- ✓ Transpirables, perméables à l'air
- ✓ A usage unique, non stériles
- ✓ Stérilisables par autoclavage jusqu'à 200 °C
- ✓ Conçus pour des travaux en microbiologie et culture de tissus
- ✓ Adaptable selon dimensions à des tubes à essais, tubes en bactériologie, Erlenmeyer, matras et flacons
- ✓ Adaptables hermétiquement par une simple pression dans le col du récipient
- ✓ Type 34
- ✓ Diamètre haut : 38 mm
- ✓ Diamètre bas : 33 mm
- ✓ Hauteur : 63 mm
- ✓ Pour flacons de diamètre interne : 33,5 – 36,5 mm

Unité de vente :

750 Bouchons
