

Confiez seulement l'original:

Steristoppers®

- ... sont autoclavable jusqu'à 200°C
- ... sont des filtrages de bactéries
- ... sont apte à la stérilisation
- ... sont perméables
- ... rationalisent le travail au laboratoire
- ... sont pour autant bon marché!
- ... sont conçus pour des usages uniques

Steristoppers®

A base de cellulose, les bouchons stériles pour cultures bactériennes dans les tubes à essai (éprouvettes), Erlenmeyer- et flacons de culture ont fait leurs meilleurs preuves dans plusieurs instituts importants depuis des années

Steristoppers®

sont des inventions de la société Heinz Herenz avec des droits de fabrication à l'intérieur et l'extérieur du pays



Herenz Steristoppers® Originaux

Référence	No.	pour verrerie avec Ø intérieur col	UE = Commande minimale
1010400	4	6,5– 7,0 mm	5.000 pcs/carton
1010502	5 s	5,5– 6,5 mm	5.000 pcs/carton
1010503	5 sk	4,5– 6,5 mm	5.000 pcs/carton
1010604	6 F	6,5– 7,5 mm	5.000 pcs/carton
1010700	7	8,5– 9,5 mm	2.000 pcs/carton
1010715	7 d	7,5– 8,5 mm	4.000 pcs/carton
1010800	8	9,5 mm	2.000 pcs/carton
1010801	8 P Universal	7,5–10,5 mm	1.800 pcs/carton
1010900	9	10,5–11,5 mm	2.000 pcs/carton
1010901	9 P	9,0–10,5 mm	2.000 pcs/carton
1010905	9 k	8,5–10,2 mm	2.000 pcs/carton
1010906	9 d	7,0– 9,5 mm	2.000 pcs/carton
1011000	10	9,5–11,5 mm	1.000 pcs/carton
1011100	11	12,0–14,5 mm	1.000 pcs/carton
1011200	12	11,5–13,5 mm	1.000 pcs/carton
1011201	12 P	11,5–13,0 mm	1.000 pcs/carton
1011250	12,5	10,5–12,5 mm	1.000 pcs/carton
1011300	13	12,5–14,5 mm	1.000 pcs/carton
1011307	13 H	12,5–13,5 mm	1.000 pcs/carton
1011350	13,5 P	13,5–14,5 mm	1.000 pcs/carton
1011400	14	13,0–14,5 mm	1.000 pcs/carton
1011401	14 P*	12,0–14,0 mm	1.000 pcs/carton
1011406	14 d	11,5–13,0 mm	1.000 pcs/carton
1011409	14 LF	14,0–16,0 mm	4.000 pcs/carton
1011410	14 LD	12,0–14,5 mm	4.000 pcs/carton
1011424	14 Lvu	13,0–14,5 mm	1.000 pcs/carton
1011450	14,5	14,0–16,0 mm	1.000 pcs/carton
1011500	15	13,5–15,5 mm	500 pcs/carton
1011501	15 P**	14,0–16,5 mm	5.000 pcs/carton
1011513	15 PB	14,5–15,5 mm	4.000 pcs/carton
1011514	15 P (long)	14,7–15,5 mm	4.000 pcs/carton
1011515	15 D	13,5–16,0 mm	5.000 pcs/carton
1011516	15 E	15,5–17,0 mm	5.000 pcs/carton
1011517	15 DD	14,0–16,5 mm	5.000 pcs/carton
1011518	15 Lvu	13,5–15,5 mm	1.000 pcs/carton
1011600	16	16,5–18,0 mm	5.000 pcs/carton
1011700	17	13,0–16,0 mm	1.000 pcs/carton
1011800	18	17,5–18,5 mm	500 pcs/carton
1011801	18 P	17,5–19,5 mm	500 pcs/carton
1011806	18 D	17,5–19,5 mm	500 pcs/carton
1011808	18 l	17,0–19,0 mm	3.000 pcs/carton
1011900	19	19,0–22,0 mm	2.500 pcs/carton
1012000	20 ***	20,5–22,0 mm	400 pcs/carton
1012018	20 M	18,5–19,5 mm	500 pcs/carton
1012001	20 P	19,0–22,5 mm	2.500 pcs/carton
1012019	20 A	20,5–22,5 mm	500 pcs/carton
1012150	21,5	17,5–21,5 mm	3.000 pcs/carton

(20 A = plus courte et forte comme 20 et 20P)



Fabrications spéciales
sur demande



Herenz Steristoppers® Originaux

Référence	No.	pour verrerie avec Ø intérieur col	UE=Commande minimale
1012205	22 k	21,5–23,0 mm	500 pcs/carton
1012208	22 l	22,0–24,0 mm	2.000 pcs/carton
1012350	23,5 P	25,0–27,0 mm	2.000 pcs/carton
1012600	26	26,0–27,0 mm	2.000 pcs/carton
1012700	27	27,0–32,5 mm	1.000 pcs/carton
1012705	27 k	26,0–26,5 mm	2.500 pcs/carton
1012900	29 ****	29,5–31,0 mm	850 pcs/carton
1012919	29 A (< 29)	29,0–30,0 mm	1.500 pcs/carton
1012905	29 k	26,5–27,5 mm	2.500 pcs/carton
1013200	32	32,5–35,0 mm	800 pcs/carton
1013201	32 P	32,0–33,0 mm	750 pcs/carton
1013225	32 PD	30,0–32,5 mm	750 pcs/carton
1013400	34	33,5–36,5 mm	750 pcs/carton
1013600	36	35,5–39,5 mm	600 pcs/carton
1013700	37	37,5–41,5 mm	600 pcs/carton
1013800	38	40,0–43,5 mm	500 pcs/carton
1014001	40 P	42,0–46,5 mm	500 pcs/carton
1014501	45 P	47,0–48,0 mm	300 pcs/carton
1014504	45 PDL	47,0–48,0 mm	300 pcs/carton
1014800	48 *****	47,0–49,0 mm	400 pcs/carton
1015003	50 Z	47,0–49,0 mm	200 pcs/carton
1016001	60 P	57,0–60,0 mm	200 pcs/carton
1017005	70 k	69,0–71,0 mm	100 pcs/carton



- * = pour des tubes à essai à parois épaisse
- ** = pour des tubes à essai à parois mince
- *** = pour de petits vases Erlenmeyer
- **** = pour de grands vases Erlenmeyer
- ***** = pour de grands vases Erlenmeyer



Herenz Steristoppers® Originaux Magnum

Pour des verres très tolérant dans deux versions

Référence	Description	pour verrerie avec Ø intérieur col	UE=Commande minimale
1012721	Magnum	26,0–30,0 mm	800 pcs/carton
1012723	MA 2/3 court	25,5–29,0 mm	250 pcs/carton

Capuchons

Petit et gros capuchon pour verre sans bordure

Référence	Description	UE=Commande minimale
1011411	Ø extérieur env.14,0	5.000 pcs/carton

Bâton de frougetis avec Steristoppers® Originaux ABS

Pour fermer les tubes à essai (livrable aussi avec des bouchons de liège).

Référence	Description	UE=Commande minimale
1020006	Bâton de frougetis	100 pcs/sachet