



Medizinische Pinzette

Diese Pinzette ist ca. 125 mm lang und aus glasfaserverstärktem Polypropylen.

Anwendung:

Zum Beispiel beim Setzen von Kathetern, Tamponieren und anderen chirurgischen Maßnahmen.

Diese Pinzetten können durch Autoklavieren oder Ethylenoxid sterilisiert werden und sind wiederverwendbar.



Medical Tweezer

This tweezer is 125 mm long and is made of glass fibre reinforced polypropylene.

Applications:

The medical tweezer can be used for plugging, to set catheters and for other surgical procedures.

These tweezers can be sterilized by ethylen oxide or by autoclavation.



Pincette Médicale

Cette pincette d'une longueur d'environ 125 mm est en polypropylène renforcé par fibre de verre.

Utilisation:

Cette pincette est utilisée pour la pose de cathéters, le tamponnement et d'autres mesures chirurgicales.

Ces pinces peuvent être stérilisées par autoclavage ou à l'oxyde d'éthylène et sont donc réutilisables.



Verpackung: 4000 Stück pro Karton mit PE-Beutel-Unterverpackung.

9 Kartons je EURO-Palette = 36000 Stück

Preis auf Anfrage.

Lieferzeit: ab Lager

Packaging: 4000 pieces per box, packed separately in a polyethylene bag inside.

9 boxes on EURO palette = 36000 pieces.

Price upon request.

Availability: ex stock

Conditionnement: 4000 unités par boîte, sous-emballées en sachets PE. 9 boîtes par palette EURO = 36000 unités

Prix sur demande.

Disponibilité: depart stock