

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Référence</b>   | 020416             |
| <b>Désignation</b> | Pince en plastique |



### Description :

- Type de produit : Pince en plastique
- Fonction : dissection - Prélèvement
- Stérile : non
- réutilisable
- Autoclavable : oui
- Couvercle : non
- RNase/DNase free : non
- Matière : PP renforcé fibre de verre
- Longueur : 125 mm
- Couleur : Bleue