


FICHE TECHNIQUE

Référence	021570
Désignation	Pointe à capillaire 0,5 - 200 µl



Description

- ✓ Description : Pointe fine à capillaire pour dépôt sur le gel de très haute précision
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Graduations : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Pointe à embout rond, convient particulièrement aux gels SDS PAGE

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : compatible avec la plupart des marques de pipettes 200 µl
- ✓ Volume : 0,5 - 200 µl
- ✓ Dimensions : (long x Ø ext) 83,5 x 0,57 mm
- ✓ Conditionnement : 2 racks de 200 pointes

Unité de vente :

400 Pointes à capillaire