

FICHE TECHNIQUE

Référence	021750
Désignation	CellRack



Description :

- ✓ Rack avec couvercle à charnière vide
- ✓ Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- ✓ Facilité d'insertion des pointes sur la micropipette
- ✓ Stabilité du rack renforcée

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Conception éliminant tout risque de contamination de pointe à pointe

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour 96 pointes 1 250 µl
- ✓ Livré vide – sans les pointes

Unité de vente :

8 CellRacks