


FICHE TECHNIQUE

Référence	021970
Désignation	Plaques PCR



Description :

- ✓ Plaques 96 puits
- ✓ A paroi fine
- ✓ En polypropylène
- ✓ Destiné à tout type de thermocycleur
- ✓ Grille alpha-numérique imprimée
- ✓ Rigides, indéformables à la chaleur
- ✓ Modèle sans jupe ultra plate
- ✓ Certifiée exemptes de DNase et RNase
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Dimensions 119,89 x 75,95 x 21 mm

Unité de vente :

25 Plaques PCR