

FICHE TECHNIQUE

Référence	022083
Désignation	Bain marie



Description :

- ✓ Bain marie avec un poste d'agitation
- ✓ Plage de température : amb+5°C à 99 °C
- ✓ Capacité : 10 L
- ✓ Ecran LCD
- ✓ Etalonnage de la température par l'utilisateur
- ✓ Pour l'agitation de milieux en Erlenmeyer ou en béchers
- ✓ Bain marie avec agitateur magnétique sous la cuve
- ✓ Cuve en acier inox, livrée avec couvercle
- ✓ Système de sécurité en cas de surchauffe : alarme + arrêt automatique

Unité de vente :

1 Bain marie
